

## CROS K 1700 SENSOR DE TEMPERATURA K TERMOPAR CON MANGO DE AGARRE - SALAS ESPECIALES DE FERMENTACIÓN



El CROS K 1700 de Kimo es un termopar con sensor de temperatura K con mango de agarre. Ideal para salas de fermentación especiales y el proceso de vinificación, tiene un rango de medición de -50 a + 250 ° C.

Termopar K

Longitud de 1700 mm

Funda de protección de acero inoxidable

Mango de agarre de acero inoxidable

Sondas compatibles con dataloggers de temperatura y termómetros portátiles

Certificado de calibración (opción)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL