

## CUARTO DE BLOQUE DE REACCIÓN AZUL, 28 MM X 30 MM



Cuarto de bloque de reacción AZUL - 4 agujeros Recipiente de reacción de 30 ml 28 mm de diámetro x 30 mm de profundidad

SKU: 18900004

Esta sección contiene accesorios y equipos de soporte que se pueden usar con nuestros agitadores magnéticos y placas calefactoras.

**SKU:** 18900004 | **Categorías:** [Accesorios para agitadores y placas calefactoras](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO