

CUARTO DE BLOQUE DE REACCIÓN NEGRO, 28 MM X 43 MM



Cuarto de bloque de reacción negro - 4 agujeros, recipiente de reacción de 16 ml 28 mm de diámetro x 43 mm de profundidad

SKU: 18900005

Esta sección contiene accesorios y equipos de soporte que se pueden usar con nuestros agitadores magnéticos y placas calefactoras.

SKU: 18900005 | **Categorías:** [Accesorios para agitadores y placas calefactoras](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO