

## CUBETA DE PRECIPITACIÓN - MARCA BELLTRONIC



### Características:

1. Vaso de vidrio de borosilicato
2. Alta calidad, tipo normal o tipo Euro.
3. Forma baja, con boquilla, graduaciones impresas para 50-5000ml

Boro3.3 Cubeta de precipitado forma baja, con boquilla  
Con grabaciones impresas para 50-5000ml

Cant. No.	Capacidad ml	Altura mm	O.D. mm	Cantidad Por caso
BellCubPrecl-01	50	60	43	192
BellCubPrecl--02	100	70	50	192
BellCubPrecl--03	150	80	58	192
BellCubPrecl--04	200	92	65	144
BellCubPrecl-05	250	97	70	144
BellCubPrecl-06	300	106	77	144
BellCubPrecl-07	400	110	80	72
BellCubPrecl-08	500	120	85	72
BellCubPrecl-09	600	125	90	48
BellCubPrecl-10	800	135	100	36
BellCubPrecl-11	1000	145	105	24
BellCubPrecl-12	2000	185	130	16
BellCubPrecl-13	3000	210	152	8
BellCubPrecl-14	5000	270	170	6

Boro3.3 Cubeta de precipitado forma alta, con boquilla  
Con grabaciones impresas para 50-1000ml

Cant. No.	Capacidad	Altura	O.D.	Cantidad
	ml	mm	mm	Por caso
BellCubPrecII-01	50	68	40	192
BellCubPrecII-02	100	84	47	192
BellCubPrecII-03	150	97	54	144
BellCubPrecII-04	250	124	60	72
BellCubPrecII-05	400	130	70	72
BellCubPrecII-06	500	140	75	60
BellCubPrecII-07	600	150	80	48
BellCubPrecII-08	800	175	90	36
BellCubPrecII-09	1000	180	100	24
BellCubPrecII-10	2000	240	120	16
BellCubPrecII-11	3000	280	135	8

Boro3.3 Cubeta de precipitado cónica, con boquilla

Cant. No.	Capacidad	Altura	O.D.	Cantidad
	ml	mm	mm	Por caso
BellCubPrecIII-01	125	110	34	288
BellCubPrecIII-02	250	135	43	96
BellCubPrecIII-03	500	156	53	96

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO