


CUBIERTA DE BARRA MAGNÉTICA



- La cubierta de la varilla biomagnética con placa de pozo profundo es adecuada para la extracción de ácido nucleico en los modelos designados de máquinas de extracción de ácido nucleico. Durante el experimento de extracción de ácidos nucleicos, protege la varilla magnética del líquido y prolonga la vida útil de la varilla magnética.
- Mediante el movimiento ascendente y descendente de la cubierta de la varilla magnética, la muestra se mezcla, lisada, ligada, lavada y eluida en el reactivo correspondiente del método de perlas magnéticas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características de la cubierta de varilla magnética:

- La cubierta de varilla biomagnética con placa de pozo profundo es adecuada para la extracción de ácido nucleico en el modelo designado de máquina extractora de ácido nucleico. Durante el experimento de extracción de ácido nucleico, la varilla magnética está protegida del líquido y la vida útil de la varilla magnética se prolonga.
- El movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cubierta de la varilla magnética realiza la mezcla, la lisis, la unión, el lavado y la elución de la muestra en el reactivo correspondiente del método de perlas magnéticas.

categoria	Codigo del producto	Codigo Sku	nombre del producto	Especificación de embalaje	unidad	Cantidad de piezas enteras
Cubierta de varilla magnética	B-CubBarraMag-21	BP-01-60-0400-0300	Juego de barra magnética de 96 agujeros	10 piezas / bolsa, 10 bolsas / caja	caja	100

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO