

## CUBIERTA PARA CRISOL NÍQUEL 1000 ML -H-4922C.1M



**SKU:** H-4922C.1M | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de crisol de níquel planas con depresión en el centro para centrar en los crisoles. Extensión en un lado para el agarre

Cubierta para Crisol níquel 1000 ml

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO