

CUBIERTA PARA CRISOL NÍQUEL 20 ML -H-4922C.020



SKU: H-4922C.020 | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de crisol de níquel planas con depresión en el centro para centrar en los crisoles. Extensión en un lado para el agarre

Cubierta para Crisol níquel 20 ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO