

CUBIERTA PARA CRISOL NÍQUEL 500 ML -H-4922C.500



SKU: H-4922C.500 | **Categorías:** [Bandejas y tazones](#), [Crisoles](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de crisol de níquel planas con depresión en el centro para centrar en los crisoles. Extensión en un lado para el agarre

Cubierta para Crisol níquel 500 ml

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO