

CUBIERTAS DE CURADO PARA MOLDES DE VIGAS, AISLADAS CUBIERTA DE CURADO PARA MOLDES DE VIGAS, AISLADA - 36" - H-3021.36



Cubiertas de curado para moldes de vigas, aisladas

Construido de nailon rip-stop de alta resistencia con almohadilla extraíble, que se puede saturar con agua para retener la humedad durante el curado.

SKU: H-3021.36 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Cajas de curado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO