

CUBIERTAS DE CURADO PARA MOLDES DE VIGAS, CUBIERTA DE CURADO AISLADA PARA MOLDES DE VIGA, AISLADA - 21", 22", 24" - H-3021.24



Cubiertas de curado para moldes de vigas, aisladas

Construido de nailon rip-stop de alta resistencia con almohadilla extraíble, que se puede saturar con agua para retener la humedad durante el curado.

SKU: H-3021.24 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Cajas de curado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECHNO