

## CUBILETE DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 6L—H-2834SSB



**SKU:** H-2834SSB | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vaso de acero inoxidable de 6 litros con borde superior enrollado, perfecto para pruebas de flujo de lechada. Limpia con facilidad.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO