

CUBO DE REEMPLAZO QUARTERMASTER™ -H-3372



SKU: H-3372 | **Categorías:** [Agregados](#), [Contenedores, cestas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica, Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [ASTM C127](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cubo para uso general galvanizado tiene un borde superior reforzado con alambre, un mango tipo bail y 14-qt. (13L) capacidad. Cumple con [ASTM C127](#).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO