

## CUCHARA, ACERO INOXIDABLE, NARIZ PLANA, 9.3 " DE LONGITUD -H-3735



**SKU:** H-3735 | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz plana, cuchara de acero inoxidable

Volumen del recipiente / Agua (oz / cu. In.): 6.6 (12.2), Longitud: 5-1 / 2 "(139 mm), Ancho: 3" (76 mm), Profundidad: 1-1 / 2 "(38 mm) , Largo total: 9.3 "(236 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO