

**CUCHARA, ACERO INOXIDABLE, PTFE RECUBIERTO, NARIZ PLANA, LONGITUD 13.5 "**



**SKU:** H-3736TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz: plana; Bowl Vol./Water (oz / cu. In.): 29 (53); Longitud: 8 "(203 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 5.5" (139 mm); Profundidad: 2.5 "(63 mm); Longitud total: 13.5" (343 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO