

**CUCHARA, ACERO INOXIDABLE, PTFE RECUBIERTO, NARIZ REDONDA, 9 " DE LONGITUD -H-3734TC**



**SKU:** H-3734TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nariz: Redonda; Vol. / Agua del Tazón (oz / cu. In.): 3.3 (6.1); Longitud: 5 "(114 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 2.5" (63 mm); Profundidad: 1 "(25.4 mm); Longitud total: 9" (228 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO