

**CUCHARA, ALUMINIO, PTFE REVESTIDO, NARIZ REDONDA, LONGITUD 14.5 " (# 3) -  
H-3732TC**



**SKU:** H-3732TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubierto de PTFE, nariz redonda n. ° 3

punta Nariz: Redonda; Tazón Vol./ Agua (oz / cu. In.): 33 (61.02); Longitud: 10.25 "(260 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 5.75" (146 mm); Profundidad: 3.5 "(89 mm); Longitud total: 14.5" (368 mm)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO