

## CUCHARA DE DEFLAGRACIÓN, LATÓN -H-10400



**SKU:** H-10400 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capaz de manejar temperaturas intensas, esta unidad es el instrumento ideal para la inmersión, con una manija larga de 16" (406 mm) y una taza de 3/4" (19 mm).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO