



CUCHARA, PTFE RECUBIERTO -H-3731TC



SKU: H-3731TC | **Categorías:** [Espátulas, cucharas y palas](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubierto de PTFE, punta redonda n. ° 2 de punta Nariz: Redonda; Tazón Vol./ Agua (oz / cu. In.): 20 (36.6); Longitud: 8.25 "(210 mm); Dimensiones del tazón de fuente: 5.25" (133 mm); Profundidad: 3 "(76 mm); Longitud total: 12.25" (311 mm)

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO