

CUCHARÓN PARA REFRENTADO -H-2958



SKU: H-2958 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Refrentado de cilindros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa una cuchara de acero inoxidable con un tazón de 4 "(102 mm) de diámetro para transferir el compuesto de tapado del crisol de fundición al accesorio de tapado.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO