

DESECADOR 100 CON TAPA DE MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.



SKU: PG-8 08019 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Desecador](#), [mango](#), [plástico](#), [reemplazable](#), [tapa](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESECADOR 100 CON TAPA DE MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.

Descripción: Desecador

Volumen y gradación: 100

Característica: con cubierta de mango de plástico reemplazable.

Característica adicional: con plato de porcelana (diámetro: 92 mm).

Norma: EN ISO 13130.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Talla 100

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO