

DESECADOR 150 CON TAPA-MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.



SKU: PG-8 08031 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Desecador](#), [plástico](#), [reemplazable](#), [tapamango](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESECADOR 150 CON TAPA-MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.

Descripción: Desecador

Volumen y gradación: 150

Característica: con cubierta de mango de plástico reemplazable.

Característica adicional: con plato de porcelana (diámetro: 143 mm).

Norma: EN ISO 13130.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 150

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO