

**DESECADOR 200 CON TAPA DE MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.**



**SKU:** PG-8 08038 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Desecador](#), [mango](#), [plástico](#), [reemplazable](#), [tapa](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DESECADOR 200 CON TAPA DE MANGO DE PLÁSTICO REEMPLAZABLE.

Descripción: Desecador

Volumen y gradación: 200

Característica: con cubierta de mango de plástico reemplazable.

Característica adicional: con plato de porcelana (diámetro: 192 mm).

Norma: EN ISO 13130.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 200

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO