

## DESECADOR 200 CON TUBOS (SALIDA) Y GRIFO TS 29/32 EN LA TAPA



**SKU:** PG-8 10038 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Desecador](#), [grifo](#), [salida](#), [tapa](#), [tubos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DESECADOR 200 CON TUBOS (SALIDA) Y GRIFO TS 29/32 EN LA TAPA

Descripción: Desecador

Volumen y gradación: 200

Característica: con tubos (salida) y grifo TS 29/32 en la tapa.

Característica adicional: con plato de porcelana (diámetro: 192 mm).

Norma: EN ISO 13130.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 200

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO