

DESECADOR 250 CON TUBOS (SALIDA) Y GRIFO TS 29/32 EN LA TAPA



SKU: PG-8 10043 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Desecador](#), [grifo](#), [salida](#), [tapa](#), [tubos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESECADOR 250 CON TUBOS (SALIDA) Y GRIFO TS 29/32 EN LA TAPA

Descripción: Desecador

Volumen y gradación: 250

Característica: con tubos (salida) y grifo TS 29/32 en la tapa.

Característica adicional: con plato de porcelana (diámetro: 239 mm).

Norma: EN ISO 13130.

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO