

## DESINFECTADOR DINÁMICO DE AIRE (TIPO COLGANTE)-80



Máquina de desinfección de aire de tipo móvil colgante de pared médica es ampliamente utilizada en la sala de operaciones de la industria médica y de salud, sala de consulta, salas de tratamiento, salas, estaciones de sangre, fábrica de productos farmacéuticos, fábrica de bebidas, fábrica de alimentos, industria de la cría, almacén, familia lugares y así sucesivamente, tienen la desinfección del aire interior y la superficie del objeto.

**SKU:** B-01-12-01-000701 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#), [Purificador de Aire](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Función y configuración de Desinfectador dinámico de aire (tipo colgante):

1. Intensificado UV: hasta 15,000uw / cm<sup>3</sup>
2. Ion negativo
3. Filtración y esterilización de efecto inicial y medio
4. Película desodorizante de iones activada
5. Dispositivo de arranque automático de la lámpara UV de reserva
6. Purificación de iones de oxígeno negativo
7. Alarma automática cuando la lámpara ULTRAVIOLETA que enfrenta el problema
8. Reticulación de la filtración de la Uno-vez
9. Detección de la fuente de la contaminación automática
10. Alarma de mantenimiento automática
11. Esterilización del catalizador del catalizador

### Especificación del producto:

Máquina de desinfección de aire de tipo móvil colgante de pared médica es ampliamente utilizada en la sala de operaciones de la industria médica y de salud, sala de consulta, salas de tratamiento, salas, estaciones de sangre, fábrica de productos farmacéuticos, fábrica de bebidas, fábrica de alimentos, industria de la cría, almacén, familia lugares y así sucesivamente, tienen la desinfección del aire interior y la superficie del objeto.

| Codigo del Producto                             | B-01-12-01-000701 | B-01-12-01-000702   | B-01-12-01-000703 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| Modelo  | BellMaqDesMov-80  | BellMaqDesMov-200A  | BellMaqDesMov-260 |
| Estado de desinfección                          |                   | Dinámica y estática |                   |
| Volumen de aplicación (M <sup>3</sup> )         | 40                | 100                 | 150               |
| Rendimiento de ozono (mg/h)                     | 2000              | 3000                | 5000              |
| Energía ultravioleta(W)                         | 36                | 36x4                | 36x6              |
| Intensidad ultravioleta (um / cm <sup>2</sup> ) | 1000              | 1000                | 1000              |
| Potencia de entrada (W)                         | 80                | 200                 | 260               |
| Demension (mm)                                  | 640 × 225 × 115   | 896 × 298 × 195     | 1100 × 298 × 195  |

Potencia: 220V / 50Hz Clase de seguridad: Ruido IB: ≤50dB Tempreture: 5-40°C

# MOBILE AIR CLEANER PURIFIER WITH HEPA UV STERILIZER AIR DISINFECTION

## AIR DISINFECTION MACHINE

- ▶ Stainless steel filter mask
- ▶ Electrostatic adsorption
- ▶ Negative oxygen ion to make air pure and clean



## OUR STRENGTH



Accept  
customization



Quality Service



Professional team



After-sales  
Guarantee



Manufacturer's  
Direct Hair

## WIDELY USED



Clean Room



Clean laminar  
flow zone



Clean shed



Purification Project



Aseptic room

## PRODUCT INTRODUCTION





control panel

movable type



control panel

wall mounting type



control panel

vertical type

## PRODUCT DETAILS



### Outlet

Outlet part includes automatic wind deflector and clean screen pack, the instrument is working, don't put his hand into the outlet.

### Operation panel

Wall-mounted operation panel





## Operation panel

Mobile operator panel

## Remote control

Nified Remote Full





## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO