

DESTILADOR DE AGUA 2,3 L/H



SKU: PG-106 90003 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [agua](#), [Destilador](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESTILADOR DE AGUA 2,3 L/H

Descripción: Destilador de agua

Volumen y graduación/tamaño: 2,3 l/h

Uso: Destilación de agua

Tamaño: 2.3

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO