

DESTILADOR DE AGUA 4,0 L/H



SKU: PG-106 90004 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [agua](#), [Destilador](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESTILADOR DE AGUA 4,0 L/H

Descripción: Destilador de agua

Volumen y graduación/tamaño: 4,0 l/h

Uso: Destilación de agua

Tamaño: 4.0

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO