

DETECTOR DE POROSIDAD POSITEST LPD KIT BÁSICO



SKU: LPDKITB | **Categorías:** [Detector de porosidad](#), [Ensayos no destructivos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PosiTest LPD es un detector estenopecico de baja tensión que detecta agujeros, picaduras y otras discontinuidades en los sustratos de metal y concreto.

Características principales:

- Incluye todo lo necesario para detectar agujeros con una esponja rectangular.
- Kit básico viene con PosiTest LPD, tubo base, 3 pilas AAA, rectángulo de esponja, esponja de rectángulo, cable de tierra de 4.5 m, collar aislante, broche para el oído, correa para la muñeca, mosquetón, certificado de calibración , instrucciones, caja de cáscara dura, garantía de dos años
- Rango de espesor 0 - 500 μm (0 - 20 mils)
- Rango de temperatura -10 a 50 ° C (14 a 122 ° F)
- Duración de la batería > 150 h (dependiendo del tipo de batería)
- Clasificación del IP cumple o excede IP65
- Dimensiones: 27 x 6 x 5,5 cm (10.6 "x 2.3" x 2.1 ") sin varita y Peso 180 g (6.4 oz.) Sin baterías.
- Voltaje: 9V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%
- Voltaje: 67.5V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%
- Voltaje: 67.5V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%
- Voltaje: 90V \pm 5% con Sensibilidad: 400k \pm 3%

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO