

## DETECTOR PARA PRUEBA DE FUGAS DEL FILTRO HEPA



**SKU:** B-01-12-12-000200 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#), [Contador de partículas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones del producto

- Tiene boca de muestreo
- Funciona con USB
- Con impresora
- Control de flujo
- Medidor de corriente
- Temperatura y humedad
- Boca de carga
- El botón de encendido
- Pantalla táctil LCD a color
- Acero inoxidable sus304

### Análisis de la estructura del contador de partículas de polvo

- Boquilla
- Acero inoxidable sus304
- El regulador
- las importaciones de aire comprimido

### Análisis sintáctico de la estructura del generador de aerosol

- Embudo de muestreo
- Pantalla de muestreo
- Tubo de muestreo

### Especificaciones Técnicas

#### Código del producto

**B-01-12-12-000200**

Modelo	BellDetFugFilHep
Concentración	1,5*104P/L
Flujo de muestreo	28,3 l / min
Velocidad de escaneo	3-5cm / s
Espaciado de superficies de escaneo y filtrado	2cm-4cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	240*330*280mm
Peso	7kg
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz/DC17V



## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[SUS 304](#)

COTECNO