

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DEL AGUA



SKU: N / A | **Categorías:** [Instrumentación de Medición](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Determinación de la Permeabilidad del Agua[/vc_column_text]/[/vc_column]/[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Determinación de la permeabilidad del agua.
- Equipo de prueba para determinar la permeabilidad del agua EN 1015-21
- Que consiste en:
 - Embudo, acero inoxidable, 200 mm dia.,
 - Cilindro de medición 1 litro, clase A, con enchufe y escala mm (incl. fábrica certificado) y plastilina de cemento

[/vc_wp_text]/[/vc_column]/[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column]/[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO