



DIAL INDICADOR— H-4158.1



SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El dial indicador tiene un rango de operación de 1.000", graduado en divisiones de 0.001", movimiento en el sentido del reloj y contador de revoluciones.

Se recomienda para usar con el tripode H-4158.

Peso de envío: 1 Lbs. (0.5 Kg.)

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO