

DISCO DE CALIBRACIÓN, 4.0" CUADRADO -HM-2755.40S



SKU: HM-2755.40S | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Discos de calibración para corte directo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disco de calibración, 4.0" cuadrado -HM-2755.40S

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO