

DISCO DE CALIBRACIÓN, 50MM CUADRADO -HM-2755.50S



SKU: HM-2755.50S | **Categorías:** [Corte directo/residual](#), [Discos de calibración para corte directo](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de la muestra para ensayo de corte directo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disco de calibración, 50mm cuadrado

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO