

DISPENSADOR CON TAPÓN DE TAPÓN OPTIFIX 2 ML



SKU: PG-101 08915K | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR CON TAPÓN DE TAPÓN OPTIFIX 2 ML

Descripción: Dispensador de corchos.

Nombre del producto: OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 2 ml.

Materiales: PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO