

DISPENSADOR DE PISTÓN DE REPUESTO, POLYFIX 10 ML



SKU: PG-101 07838 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [pistón](#), [POLYFIX](#), [Repuesto](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR DE PISTÓN DE REPUESTO, POLYFIX 10 ML

Descripción: Pistón dosificador de repuesto.

Nombre del producto: POLYFIX

Volumen y graduación/tamaño: 10 ml.

Pistón dosificador: pistón con revestimiento duro de PTFE.

Adecuado para: todos los líquidos que no afecten al PP.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: vidrio, PTFE, PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO