

## DISPENSADOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS BELL-DISPRODUQUI-10



- Totalmente autoclavable
- Patrón de tubo concéntrico
- Montado en polietileno
- Rango de dispensación 0,1-10ml
- Reproducibilidad:  $\pm 0,5$  F.S
- Ajuste rápido y preciso del volumen
- El tapón antigoteo evita la descarga accidental
- Fácil de limpiar y mantener, herramienta suministrada
- Resistente a los líquidos y ácidos más agresivos
- 1 año de garantía del fabricante

**SKU:** B-01-29-0901-0100 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-DisProduQui-10</b>
Código SKU		B-01-29-0901-0100
Características		<p>Totalmente esterilizable en autoclave</p> <p>Patrón de tubo concéntrico</p> <p>Montado en polietileno</p> <p>Rango de dosificación 0.1-10ml</p> <p>Reproducibilidad: <math>\pm 0.5</math> FS</p> <p>Ajuste de volumen rápido y preciso</p> <p>La tapa anti-goteo evita la descarga accidental</p> <p>Fácil de limpiar y mantener, herramienta incluida</p> <p>Resistencia química a la mayoría de los líquidos y ácidos agresivos</p> <p>1 año de garantía del fabricante</p>

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO