

DISPENSADOR DE TUBO DE ASPIRACIÓN, OPTIFIX (EXCEPTO HF) 200 - 500 ML



SKU: PG-10143340 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [Dispensador](#), [excepto](#), [OPTIFIX](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR DE TUBO DE ASPIRACIÓN, OPTIFIX (EXCEPTO HF) 200 - 500 ML

Descripción: Dispensador de tubo de succión.

Nombre del producto: OPTIFIX (excepto HF)

Volumen y graduación/tamaño: 200 - 500 ml.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO