

## DISPENSADOR DE TUBO DE ASPIRACIÓN, OPTIFIX (EXCEPTO HF) 200 - 500 ML



**SKU:** PG-10143340 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [aspiración](#), [Dispensador](#), [excepto](#), [OPTIFIX](#), [Tubo](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DISPENSADOR DE TUBO DE ASPIRACIÓN, OPTIFIX (EXCEPTO HF) 200 - 500 ML

Descripción: Dispensador de tubo de succión.

Nombre del producto: OPTIFIX (excepto HF)

Volumen y graduación/tamaño: 200 - 500 ml.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO