

**DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 100 - 500 ML: 5,0 ML, CILINDRO
DOSIFICADOR DE VIDRIO**



SKU: PG-101 08058 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [cilindro](#), [Dispensador](#), [dosificador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 100 - 500 ML: 5,0 ML, CILINDRO DOSIFICADOR DE VIDRIO

Nombre comercial: Dispensador FORTUNA

Nombre del producto: OPTIFIX BÁSICO

Volumen y graduación: 100-500 ml: 5,0 ml.

Pistón dosificador: recubierto de PTFE
probado según a: DE-M

Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: ácidos, álcalis, soluciones acuosas.

Autoclavable: Autoclavable bajo pedido.

Cilindro dosificador: cilindro dosificador de vidrio.

Procedimiento de emisión: visible

Precisión: menos de +/- 0,6%.

Coefficiente de variación: inferior a +/- +/- 0,2%.
0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/comerciante: Poulten & Graf

Tamaño: 500

[Source link](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO