

## DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 2 -10 ML: 0,2 ML, CILINDRO DE VIDRIO



**SKU:** PG-101 08038 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 2 -10 ML: 0,2 ML, CILINDRO DE VIDRIO

**Descripción:** Dispensador FORTUNA

**Nombre del producto:** OPTIFIX BÁSICO

**Volumen y graduación/tamaño:** 2-10 ml: 0,2 ml.

**Pistón dosificador:** pistón con revestimiento duro de PTFE.  
certificado según a: DE-M

**Uso:** Dispensador de botellas.

**Adecuado para:** ácidos, bases, líquidos acuosos.

**Autoclavabilidad:** Autoclavable a 121°C.

**Cilindro dosificador:** cilindro de vidrio.

**Sistema de válvula:** Sistema de válvula sin resorte metálico

**Procedimiento de dosificación:** procedimiento de dosificación visible

**Precisión:** menos de +/- 0,6%

**Coefficiente de variación:** menos de +/- 0,2%

**Materiales:** vidrio, PTFE, zafiro.

**Fabricante/distribuidor:** Poulten & Graf

**Tamaño** 10

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO