

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 20 - 100 ML: 2,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO



SKU: PG-101 08051 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 20 - 100 ML: 2,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Dispensador FORTUNA

Nombre del producto: OPTIFIX BÁSICO

Volumen y graduación/tamaño: 20-100 ml: 2,0 ml.

Pistón dosificador: pistón con revestimiento duro de PTFE.
certificado según a: DE-M

Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: ácidos, bases, líquidos acuosos.

Autoclavabilidad: OPTIFIX se puede esterilizar en autoclave hasta 121 °C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

sistema de válvulas: SIN resortes metálicos - sin contaminación

Procedimiento de dosificación: VISIBLE a través de cilindro de vidrio.

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coefficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: ALTA CALIDAD: vidrio, PTFE, sintético. Zafiro

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 100

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO