

## DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 60 - 300 ML: 5,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO



**SKU:** PG-101 08056 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [BASIC](#), [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX BASIC 60 - 300 ML: 5,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO

**Descripción:** Dispensador FORTUNA

**Nombre del producto:** OPTIFIX BÁSICO

**Volumen y graduación/tamaño:** 60-300 ml: 5,0 ml.

**Pistón dosificador:** pistón con revestimiento duro de PTFE.  
certificado según a: DE-M

**Uso:** Dispensador de botellas.

**Adecuado para:** ácidos, bases, líquidos acuosos.

**Autoclavable:** Autoclavable bajo pedido.

**Cilindro dosificador:** cilindro de vidrio.

**Procedimiento de dosificación:** procedimiento de dosificación visible

**Precisión:** menos de +/- 0,6%

**Coefficiente de variación:** menos de +/- 0,2%

**Materiales:** vidrio, PTFE, zafiro.

**Fabricante/distribuidor:** Poulten & Graf

**Tamaño:** 300

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO