

**DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX SOLVENTE 0,5 -2 ML: 0,1 ML, CILINDRO DE VIDRIO.**



**SKU:** PG-101 08127 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [SOLVENTE](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX SOLVENTE 0,5 -2 ML: 0,1 ML, CILINDRO DE VIDRIO.**

Descripción: Dispensador FORTUNA

Nombre del producto: SOLVENTE OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 0,5-2 ml: 0,1 ml.

Pistón dosificador: El pistón es de vidrio.

certificado según a: DE-M

Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: Solventes

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coefficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO