

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX SOLVENTE 100 - 500 ML: 5,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO



SKU: PG-101 08158 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [SOLVENTE](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR FORTUNA, OPTIFIX SOLVENTE 100 - 500 ML: 5,0 ML, CILINDRO DE VIDRIO

Descripción: Dispensador FORTUNA

Nombre del producto: SOLVENTE OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 100-500 ml: 5,0 ml.

Pistón dosificador: El pistón es de vidrio.

certificado según a: DE-M

Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: Solventes

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Cilindro dosificador: cilindro de vidrio.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación visible

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coefficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO