

**DISPENSADOR FORTUNA, UNIVERSAL OPTIFIX HF 10 - 50 ML: 1,0 ML, CILINDRO DE PTFE**



**SKU:** PG-101 10648 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [cilindro](#), [Dispensador](#), [FORTUNA](#), [OPTIFIX](#), [PTFE](#), [UNIVERSAL](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DISPENSADOR FORTUNA, UNIVERSAL OPTIFIX HF 10 - 50 ML: 1,0 ML, CILINDRO DE PTFE

Descripción: Dispensador FORTUNA

Nombre del producto: UNIVERSAL OPTIFIX HF

Volumen y graduación/tamaño: 10-50 ml: 1,0 ml.

Pistón dosificador: pistón de cuerpo macizo de PTFE + labio de sellado certificado según a: DE-M

Uso: Dispensador de botellas.

Adecuado para: ácido fluorhídrico, ambientes agresivos.

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

Cilindro dosificador: cilindro de PTFE.

Procedimiento de dosificación: procedimiento de dosificación invisible.

Precisión: menos de +/- 0,6%

Coefficiente de variación: menos de +/- 0,2%

Materiales: vidrio, PTFE, zafiro.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO