

**DISPENSADOR MARCA BELLTRONIC DE 1-10 ML, INCLUYENDO 5 ADAPTADORES, AUTOCLAVABLE A 121 GRADOS, RESISTENCIA A QUIMICOS, NO INCLUYE BOTELLA.**



**SKU:** BellDisp1-10 | **Categorías:** [Manejo de líquidos](#) | **Etiquetas:** [manejo de líquidos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO