

DISPENSADOR PARA TUBO RECEPTOR OPTIFIX: 2-10 ML, POLYFIX: 10+50, 350 MM



SKU: PG-101 09338 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [para](#), [POLYFIX](#), [receptor](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR PARA TUBO RECEPTOR OPTIFIX: 2-10 ML, POLYFIX: 10+50, 350 MM

Descripción: Dispensador de tubo de succión.

Volumen y graduación/tamaño: OPTIFIX: 2-10 ml, POLYFIX: 10+50, 350 mm.

Materiales: fabricado en PTFE.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO