

## DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CONTRACCIÓN TIPO B



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Dispositivo de Medición de Contracción Tipo B[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de contracción tipo B
- Dispositivo de medición de contracción tipo B DIN 52450, EN 196-1, EN 12808-4, ASTM C490, EN 12617-4
- Para las siguientes muestras:
  - 25 x 25 x 285 mm ASTM C490
  - 40.1 x 40 x 160 mm EN 196-1
  - 10 x 40 x 160 mm EN 12808-4
- Con indicador de precisión, recorrido del puntero de 5 mm, graduaciones de 0,001 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 160 x 160 x 430 mm
- Peso: 4.9 kg
- Importante: no se incluye la barra de referencia y debe pedirse como accesorio.

[vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO