

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CONTRACCIÓN TIPO B



SKU: N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dispositivo de Medición de Contracción Tipo B[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de contracción tipo B
- Dispositivo de medición de contracción tipo B DIN 52450, EN 196-1, EN 12808-4, ASTM C490, EN 12617-4
- Para las siguientes muestras:
 - 25 x 25 x 285 mm ASTM C490
 - 40.1 x 40 x 160 mm EN 196-1
 - 10 x 40 x 160 mm EN 12808-4
- Con indicador de precisión, recorrido del puntero de 5 mm, graduaciones de 0,001 mm.
- Dimensiones: (wxdxh) = 160 x 160 x 430 mm
- Peso: 4.9 kg
- Importante: no se incluye la barra de referencia y debe pedirse como accesorio.

[vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO