

## DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE LA CONTRACCIÓN TIPO "C", MANÓMETRO DIGITAL



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Dispositivo de Medición de la Contracción](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

Dispositivo de Medición de la Contracción Tipo "C", Manómetro Digital

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Dispositivo de medición de la contracción tipo "C", manómetro digital
- Tipo "C" dispositivo de medición de la contracción DIN 52450 para muestras de 40 x 40 x 160 mm.
- Manómetro digital, carrera 12.7 mm
- Graduaciones de 0.001 mm
- Incl. barra de referencia tipo "C"
- Peso: 4,3 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO